


CÓDIGO IB-F-14	E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	
VERSION: 02	REPORTE DE MANTENIMIENTO DIGITAL HRCATCH	Fecha:16/08/2022

REPORTE No.	25413	FECHA:	2022-04-13
EQUIPO:	BALANZA	MARCA:	HEALTH O METER
MODELO:	160Kg	SERIE:	1600006217
INVENTARIO:	208	PERIODICIDAD:	SEMESTRAL
SERVICIO:	INGENIERÍA BIOMÉDICA	UBICACIÓN:	SÓTANO

TIPO DE MANTENIMIENTO			
PREDICTIVO:	PREVENTIVO: X	CORRECTIVO:	OTRO:

TIPO DE FALLA						
1.DESGASTE:	2.OPERACIÓN INDEBIDA:	3.CAUSA EXTERNA:	4.ACESORIOS:	5.DESCONOCIDO:	6.SIN FALLAS: X	7.OTRO:

MOTIVO DEL LLAMADO:

TRABAJO REALIZADO: SE REALIZA MANTENIMIENTO SEGÚN RUTINA ADJUNTA. EQUIPO FUNCIONAL.

REPUESTOS UTILIZADOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	C. EGRESO

OBSERVACIONES: EQUIPO OK. REPORTE FISICO 17175

REALIZADO POR: MIGUEL SÁNCHEZ		RECIBIDO POR: YOLANDA VELANDIA	
CEDULA:		CEDULA:	
	FIRMA		FIRMA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL		
	E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		
	III NIVEL DE ATENCIÓN		
REPORTE No.	25413	FECHA:	2022-04-13
EQUIPO:	BALANZA	MARCA:	HEALTH O METER
MODELO:	160Kg	SERIE:	1600006217
INVENTARIO:	208	PERIODICIDAD:	SEMESTRAL
SERVICIO:	INGENIERÍA BIOMÉDICA	UBICACIÓN:	SÓTANO
PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE			CUMPLE
Inspeccionar el ambiente físico donde se encuentra el equipo (que se encuentre lejos de riesgos mecánicos, químicos, calentadores o radiación peligrosa)			X
Verificar el estado físico de la báscula buscando daños obvios en la estructura de la misma (pintura, plataforma, acrílico, base, bandeja)			X
Garantizar que la báscula no ha sostenido peso de objetos sobre ella durante largos periodos de tiempo			X
"Gire la manilla de ajuste a ""cero"" para alinear el indicador de la balanza o verifique que esté energizada y enciendala, luego comprobar el botón ZERO/CLEAR"			X
La balanza se encuentra sobre una superficie plana			X
Usar masas de peso conocido (no más de 20Kg) para verificar el ajuste de los valores medidos (+/-0,01Kg) (este proceso solo sirve como apoyo de verificación. La calibración la hará cada año un proveedor acreditado).. Valor colocado: _____ Valor medido: _____.. Valor colocado: _____ Valor medido: _____.. Valor colocado: _____ Valor medido: _____			X
"Realizar limpieza externa del equipo siguiendo el ""protocolo de limpieza y desinfección"" establecido por la institución."			X
MATERIAL CONSUMIBLE	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	REPUESTOS MÍNIMOS	
-Paño que no desprenda partículas -Limpiador de superficies líquido	-Brocha -Cepillo -Masas de peso conocido		
OBSERVACIONES			
EQUIPO OK. REPORTE FISICO 17175			
TIEMPO DE EJECUCIÓN (APROX. 30 MINUTOS) :		30	
FIRMA DE QUIEN REALIZA		FIRMA DE QUIEN RECIBE	