


CÓDIGO IB-F-14	E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	
VERSION: 02	REPORTE DE MANTENIMIENTO DIGITAL HRCATCH	Fecha: 16/08/2022

REPORTE No.	25233	FECHA:	2022-04-04
EQUIPO:	BALANZA	MARCA:	SECA
MODELO:	SECA 813	SERIE:	8813346122697
INVENTARIO:	5548	PERIODICIDAD:	SEMESTRAL
SERVICIO:	CONSULTA EXTERNA-MADRE CANGURO	UBICACIÓN:	CONSULTORIO No. 6

TIPO DE MANTENIMIENTO						
PREDICTIVO:		PREVENTIVO: X		CORRECTIVO:		OTRO:
TIPO DE FALLA						
1.DESGASTE:	2.OPERACIÓN INDEBIDA:	3.CAUSA EXTERNA:	4.ACSESORIOS:	5.DESCONOCIDO:	6.SIN FALLAS: X	7.OTRO:
MOTIVO DEL LLAMADO:						
<b>TRABAJO REALIZADO:</b> SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO SEGUN RUTINA ANEXA A REPORTE. VALOR COLOCADO      VALOR MEDIDO 80KG                      79.5KG 100 KG                   99.5KG 140KG                    139.5KG						

REPUESTOS UTILIZADOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	C. EGRESO

<b>OBSERVACIONES:</b> EQUIPO OPERATIVO REPORTE FISICO 16879.
---

REALIZADO POR: MANUEL RICARDO LOPEZ		RECIBIDO POR: JEIMMY MORALES	
CEDULA:		CEDULA:	
	_____ FIRMA		_____ FIRMA



REPORTE No.	25233	FECHA:	2022-04-04
EQUIPO:	BALANZA	MARCA:	SECA
MODELO:	SECA 813	SERIE:	8813346122697
INVENTARIO:	5548	PERIODICIDAD:	SEMESTRAL
SERVICIO:	CONSULTA EXTERNA-MADRE CANGURO	UBICACIÓN:	CONSULTORIO No. 6

PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE	CUMPLE	NO CUMPLE
Inspeccionar el ambiente físico donde se encuentra el equipo (que se encuentre lejos de riesgos mecánicos, químicos, calentadores o radiación peligrosa)	X	
Verificar el estado físico de la báscula buscando daños obvios en la estructura de la misma (pintura, plataforma, acrílico, base, bandeja)	X	
Garantizar que la báscula no ha sostenido peso de objetos sobre ella durante largos periodos de tiempo	X	
"Gire la manilla de ajuste a ""cero"" para alinear el indicador de la balanza o verifique que esté energizada y enciendala, luego comprobar el botón ZERO/CLEAR"	X	
La balanza se encuentra sobre una superficie plana	X	
Usar masas de peso conocido (no más de 20Kg) para verificar el ajuste de los valores medidos (+/-0,01Kg) (este proceso solo sirve como apoyo de verificación. La calibración la hará cada año un proveedor acreditado).. Valor colocado:_____ Valor medido:_____.. Valor colocado:_____ Valor medido:_____.. Valor colocado:_____ Valor medido:_____	X	
"Realizar limpieza externa del equipo siguiendo el ""protocolo de limpieza y desinfección"" establecido por la institución."	X	

MATERIAL CONSUMIBLE	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	REPUESTOS MÍNIMOS
-Paño que no desprenda partículas -Limpiador de superficies líquido	-Brocha -Cepillo -Masas de peso conocido	

OBSERVACIONES	
EQUIPO OPERATIVO REPORTE FISICO 16879.	

<b>TIEMPO DE EJECUCIÓN (APROX. 30 MINUTOS) :</b>	1140
<b>FIRMA DE QUIEN REALIZA</b>	<b>FIRMA DE QUIEN RECIBE</b>